



Coach Phone **wireless** im linken Ohr richtig positioniert mit um den Hals getragener Senderspule

Wir freuen uns, Ihnen heute Ihr ganz persönliches Coach Phone wireless Hörsystem zu liefern. Um Ihnen die Handhabung des Coach Phone wireless Systems etwas zu erleichtern, lesen Sie nachfolgende Zeilen bitte sorgfältig durch.

Bedienungsanleitung **wireless**

Kurzbeschreibung

Das drahtlose Coach Phone System ist ein spannungsabhängiges, digital programmierbares Im-Ohr System. Die Energieversorgung erfolgt über die kleinen beiliegenden „10er Batterien“, gekennzeichnet durch einen gelben Aufkleber, die bis zu 100 Stunden Betriebsbereitschaft garantieren. Eine schwächer werdende Batterie wird beim Tragen durch einen hörbaren Piepton angezeigt, der in regelmäßigen Abständen ertönt. Das Im-Ohr Gerät bleibt dann noch einige Zeit in Betrieb, ein Batteriewechsel sollte dann innerhalb der nächsten 2 Stunden erfolgen.

Inbetriebnahme

Bitte legen Sie die Batterie vorsichtig in das Batteriefach und schließen dieses dann. **In diesem Moment ist das Gerät eingeschaltet.** Schalten Sie das Gerät nach dem Tragen aus, indem Sie das Batteriefach öffnen. Zur Aufbewahrung legen Sie das Gerät offen in das beiliegende Kästchen.

Einsetzen des Systems

Grundsätzlich haben wir alle Systeme mit Ihrem Namen und einer Seriennummer versehen. Der **rot** gekennzeichnete Hörer ist für das **rechte** Ohr, der **blau** gekennzeichnete Hörer für das **linke** Ohr. Setzen Sie das Im-Ohr System so in ihr Ohr ein, dass die große Belüftungsrille nach unten zeigt und achten Sie darauf, dass das Gerät komplett im Gehörgang sitzt. **Nur so sind der gewünschte Komfort und die erforderliche Tragsicherheit gewährleistet.**

Tragen der Senderspule

Bitte verbinden Sie die Senderspule mit Ihrem Funkempfänger und legen diese danach um den Hals (siehe Bild oben). Beim Tragen einer Kopfbedeckung können Sie die Senderspule über den Schließkontakt öffnen und schließen, damit diese nicht über den Kopf gezogen werden muss. Die Senderspule kann problemlos auch unter der Kleidung getragen werden. Die drahtlose Übertragung zum Ohr wird hierdurch nicht beeinflusst. Anmerkung: Das Tragen der Senderspule ist während der Prüfung gestattet; das Coach Phone System hingegen muss während der Prüfung aus dem Ohr entfernt werden.

Lautstärkeregelung

Die Grundlautstärke wird bei Auslieferung digital im Coach Phone System vorprogrammiert, kann aber bei Bedarf jederzeit verändert werden. Bitte regeln Sie diese die erforderliche Lautstärke über Ihren Funkempfänger. Sollte die Lautstärke dennoch nicht ausreichen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, damit wir für Sie das wireless System individuell auf ihre Bedürfnisse umprogrammieren (selbst Klangveränderungen sind somit jederzeit möglich). Das Hören eines geringen Eigenrauschens ist je nach Qualität der verwendeten Funksysteme normal.

Reinigung und Pflege des Systems

Mit dem beiliegenden Bürstchen können Sie bei Bedarf die je nach Ausstattung weißen oder beigefärbten Cerumenfilter reinigen. Bei starker Verunreinigung kann auch einen Austausch der Cerumenfilter vorgenommen werden. Hierfür ziehen Sie bitte den verschmutzten Filter vom Gehäuse des Coach Phone wireless Systems ab und „klicken“ einen der neuen beiliegenden Cerumenfilter auf den Hörer. Das ebenfalls beiliegende Flaschenbürstchen nutzen Sie bitte für das Reinigen der Belüftungsrille. das Gehäuse des Systems sollte gelegentlich mit einem weichen, eventuell leicht feuchten Tuch vorsichtig gereinigt werden.

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an.

Hotline: 02307 / 234104

Coach-Phone GbR, Ängelholmer str.32, 59174 Kamen